

1. : 三

2.

2.1 GHS

体 (4)

, (2)

, 入 (2)

/ (1A)

严 伤/ (1)

2.2 GHS

,

信

H227

体。

H300 + H330

入 。

H314

严 伤 伤。

P210

/ / 。

P260

不 入 /

储

P403 + P233

。保。

P403 + P235

。保 低。

P405

。

P501

内 /

准

。

3. / 信

俗

: Tribromoboron

: BBr₃

: 250.52 g/mol

三		
(CAS	10294-33-4	<= 100 %
No.)	233-657-9	
EC-	005-003-00-0	

4.

4.1

一

。全 书。

入

入, 。停 , 人 。

。冲 。

冲 15 。

入

催 。任何东 。

4.2

健

, , 休克, , , , 入 。, 伤, , , 促,
, , 们, , 。

4.3

5.

5.1 介

5.2 于

5.3

，佩 作业。

5.4 一 信

6.

6.1 人

。 免 入 、 体。保 充 。 。 人 全 。
， 低 。

6.2 保

保 全， 一 。 不 产 入下 。

6.3

、 使
， 中 ， (13
)。 不 冲 。 入 中 。

6.4 其他

丢 13 。

7. 作 与 储

7.1 全 作 事

免 。 免 入 。
。 一 严 。

7.2 全 储 件， 任何不兼

京 。 使 保 ， 储 。 了 仔 保 位 以
。
严 与 。

光

7.3

8. 个体

8.1

业 值

8.2

免与、。休作。
个体

使准 NIOSH () EN 166 () 与准。
。

保
使。使 (不)， 免任何
位产，使关。

保 EU 89/686/EEC 从 EN 376 准。

全
：

0.7 mm
： 480 min
Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, M)

保

： 乳
0.6 mm
： 30 min
Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, M)

KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, +49 (0) 6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

EN374

以与其，不于EN 374件下，与EC准
供。个，且们使况业专
估。不为供任何使况准。

体保

全作，，作中

使净具，使全具 (US) ABEK
(EN 14387) 具作为候。具保一，使全
具。使准 NIOSH (US) CEN (EU) 件。

9.

9.1 信

a) 与：体
：

b)

c) 值

d) pH值

e) / / : -46 °C - lit.

f) 90 °C - lit.

g)

h)

i) (体, 体)

) /低

) 53 hPa 14 °C

) 8.6 - (= 1.0)

) / 2.6 g/cm³ 20 °C

)

) /

)

)

)

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

免 件

、 。 中。

10.5

， ， / ， ，

10.6

产
况下，会 。 - ， /
其他 产 -

11.

11.1

信

/

严 伤/

IARC: 产 中 于 于 0.1% IARC 为 人 。

(一)

()

入

健

入

入

。

、

上

入

。

伤。

。

伤。

伤。

兆

， ， 休克 ， ， ， ， 入

。 ， ， 伤 ， ， ， ， 促，

， ， 们 ， ， ，

。

作 : ED740000